



株式会社 アム



介護保険補助
対象商品



特許取得商品

電動ポンプ圧送式水洗トイレ
ロボット介護推進プロジェクト対象機器

流せるポータくん

検索

水洗式ポータブルトイレ

流せるポータくん 3号


ポータブルトイレでお困りの「臭い」と「後始末の問題」を解決します！




※写真はイメージです。

在宅

■ 設置例



■ 配管方法



- 排水管は塩ビ管(VP30)で接続して下さい。
- 90度曲がり角は8カ所以内、総延長30m以内、門型配管は高低差2m以内として下さい。
また、配水管の末端排出口はポータくんを設置する床面高さより低い位置に設けて下さい。
- その他、壁ジョイントを床に設置する方法や、壁に横向きに設置する方法があります。
- 病院、高齢者施設、マンション等の集合住宅、戸建一般住宅での上記以外の配管方法に関してご希望がございましたら、個別に解答させて頂きます。お気軽にお問合せ下さい。